

dima^o

dima H BLANK PLUS

Prefabricated ceramic composite resin block



歯科切削加工用レジン材料

ディーマ ハイブリッドレジン ブランク プラス

Giving a hand to oral health.

**KULZER**
MITSUI CHEMICALS GROUP


ディーマ ハイブリッドレジン ブランク プラス

▶ 特徴

サブミクロンフィラーを進化させることで優れた耐摩耗性、強度を有しながらも更に研磨性が向上した、セラミックレジンブロックです。
透明度は HT (ハイトランス) と LT (ロートランス) をご用意。症例に合わせてブロックの透明感を選択することができます。



フィラー構造模式図



▶ 強度と研磨性がさらにアップ

ディーマ ハイブリッドレジン ブランクよりもフィラーを微細化することで強度を向上させながらも研磨性を更に高めることに成功しました。

曲げ強度 (MPa) ※1	233
ビッカース硬度 (Hv) ※2	102
圧縮強度 (MPa) ※3	561

※1 試験方法：ISO 4049
※2 試験方法：JIS T6517
※3 試験方法：ISO 9917

▶ 色調とサイズ

● HT (透明度：高)

	A1	A2	A3	B1
色調				
サイズ	12			
	14L			

● LT (透明度：低)

	A1	A2	A3	A3.5
色調				
サイズ	12			
	14L			

包装単位

- 1箱5個入り
- サイズ：12 (10.2×12.2×15mm), 14L (14.5×14.5×18mm)
- 色調：HT A1, HT A2, HT A3, HT B1
LT A1, LT A2, LT A3, LT A3.5



※健保適用

歯科用 CAD/CAM 装置を用いて臼歯に対して歯冠補綴物 (全部被覆冠に限る) を設計・製作し装着した場合。
保険適用には条件があります。ご確認のうえご利用下さい。

販売名 ディーマ ハイブリッドレジン ブランク プラス
一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
分類 管理医療機器
認証番号 228AFBZX00046000

■ お問い合わせとご用命は

■ 製造販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷 4-8-13 TEL.03-5803-2151
仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-30-6-102 TEL.022-371-1007
名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市中区葵 1-13-18 TEL.052-935-5451
大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町 4-174 TEL.072-242-6410
福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-6-12 TEL.092-472-0720
フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間：10:00~16:00 / 土・日・祝日を除く)
<http://www.kulzer.co.jp/>

L22DP01-02-1710-3000FG